

Qual a solução ideal para o seu paciente?



PRODUTOS E MODELOS

TECNOLOGIA 2.4 GHz

GENESIS^{AI}



evol^{AI}



SEM CONECTIVIDADE

GENESIS^{AI}



evol^{AI}



CONECTIVIDADE

ACESSÓRIOS 2.4 GHz (StarLink)



Aplicativo My Starkey (para o Genesis AI)



Aplicativo Thrive (para o Evolv AI)



Aplicativo Hear Share*

PROGRAMAÇÃO



FUNCIONALIDADES

DESEMPENHO AUDITIVO

- > Áudio bidirecional
- > Edge Mode
- > Medida de Orelha Real REM
- > Ajuste remoto completo TeleHear
- > Autoverificação
- > Ligar/desligar automático
- > Recarregável
- > Programação remota

- > Acessórios 2.4 GHz
- > Zumbido Multiflex Pro
- > Voice AI

MONITORAMENTO DE SAÚDE

- > Monitoramento de atividades
- > Monitoramento de engajamento
- > Detecção e alertas de queda

ASSISTENTE INTELIGENTE

- > Controle de toque
- > Assistente Thrive
- > Transcrever
- > Traduzir
- > Lembretes
- > Encontre meu celular

APLICATIVO



T2 Remote

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

TECNOLOGIA 2.4 GHz

- > Melhor cancelamento de feedback do setor
- > O melhor gerenciamento de ruído adaptativo da categoria
- > Controles do usuário orelha a orelha sincronizados
- > Direcionalidade adaptativa contínua
- > Tecnologia de rebaixamento de frequência inteligente
- > Tecnologia Zumbido Multiflex
- > Compressão dedicada para música com foco em uma audição agradável
- > Conectividade CROS/BICROS**
- > Medida de Orelha Real REM

*Novo visual. Novo nome. Thrive Care agora é Hear Share.

**Disponível com os estilos Genesis AI RIC RT, RIC 312 e Evolv AI RIC R, RIC 312 e BTE 13.

GUIA DE ACESSÓRIOS DE 2.4 GHz

	APPLE®	ANDROID™	MINI MICROFONE REMOTO	MICROFONE REMOTO +	CONTROLE REMOTO	MICROFONE DE MESA	DISPOSITIVO TV
Tecnologia Bluetooth®	Transmissão de chamadas de celular	●	● ²	●			
	Transmissão de mídia	●	● ²				
Recursos de aprimoramento e conforto SNR	Microfone remoto surround			●		●	
	Modo foco microfone remoto	● ³		●		●	
	Controle de ruído sob demanda	●	●		●		
Ferramentas de personalização	Memórias personalizadas criadas pelo usuário	●	●				
	Ativação automática de memória (geotag)	●	●				
	Controle de ruído	●	●				
	Memória automática de carro	●	●				
	Memória automática de telefone	●	●				
	Ajustes de Zumbido Multiflex	●	●				
Transmissão de áudio	Transmissão de TV		●	●		●	●
	Transmissão de áudio Line-In da TV, computador, MP3, etc.			●		●	●
	Áudio bidirecional	● ⁴					
Controles do aparelho auditivo	Alterações no volume do aparelho auditivo	●	●		●		
	Alterações na memória do aparelho auditivo	●	●		●		
	Mudo	●	●		●		
	Atalho para início				●		
Recursos de conveniência	Ligar/desligar Zumbido Multiflex	●	●		●		
	Encontre meus aparelhos auditivos	●	●				
	Volume do acessório	●	●		●		●
	Iniciar/parar acessório	●	●		●		
	Teleloop				●		
	Receptor FM/DAI				●		

● Recurso padrão ● Recurso disponível com acessório indicado

1 Disponível em produtos padrão Evolv AI, exceto micro RIC 312. | 2 Transmissão direta por Bluetooth® com Google Pixel 3, 3XL, 3a, 3aXL, 4, 4XL e Samsung Galaxy® S9, S9+, S10 e S10+, Note 10, S20 (requer Android 10). É necessário um Microfone remoto + para transmissão com outros dispositivos Android. | 3 Disponível no Evolv AI para usuários Apple com adaptação binaural com perda auditiva de baixa frequência > 50 dB. | 4 Disponível com iPhone 11 e iOS 15 ou mais recente. | Logot Starkey, logo Evolv, logo Thrive, TeleHear, Zumbido Multiflex e Edge Mode são marcas registradas da Starkey Laboratories, Inc. Logo Genesis, Neuro Sound Technology, Starkey Sound, StarLink, Hear Share e logo Evolv são marcas registradas da Starkey Laboratories, Inc. Apple, o logo da Apple, iPhone, iPad e App Store são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. | Android e Google Play são marcas registradas da Google LLC. | O aplicativo pode ter pequenas diferenças dependendo do seu telefone. | A marca e os logos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Starkey é feito sob licença. | iOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é usada sob licença. | ©2023 Starkey Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados. 81433-600 8/23 FLYR2728-18-PT-GS - Update Brasil

